



**แอนติเจนบรูเซลโลซิส ชนิดทดสอบบนแผ่นกระจก
(Brucella abortus Plate Agglutination Antigen)**

แอนติเจนบรูเซลโลซิส ชนิดทดสอบบนแผ่นกระจก

เป็นสารทดสอบโรคบรูเซลโลซิสชนิดทดสอบบนแผ่นกระจก

สรรพคุณ

ใช้ทดสอบโรคบรูเซลโลซิส (โรคแท้งติดต่อ) ในโค กระบือและสุกร ที่เกิดจากเชื้อ	Brucella abortus
---	------------------

ส่วนประกอบ

ประกอบด้วยเชื้อ	Brucella abortus
-----------------	------------------

การเก็บรักษา

เก็บในตู้เย็นอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ห้ามเก็บในช่องแช่แข็ง

ขนาดบรรจุ

ขวดละ 20 มล. (160 ตัวอย่าง)